


# e-mega

precision meets efficiency

SPHYGMOMANOMETERS

**PRAXISDIENST**  
Medical Supplies since 1953

**Order here!**



## e-mega aneroid sphygmomanometer

State of the art aneroid palm style sphygmomanometer available as 1- and 2-tube version with disinfectable latex-free one-piece cuffs.

- **Fast inflation of the cuff due to new ergonomic spoon design**
- **Lifelong precision due to almost non-aging precision movement, with specially tempered copper-beryllium diaphragm for pressure-loading capacity up to 600 mm Hg**
- **Disinfectable and washable one-piece cuffs in different sizes**
- **Comfort - air release valve, wearfree, with fine adjustment**
- Large manometer scale (ø 63mm) and optimized scale and pointer design for better readability of values
- High-polished manometer surface, easy to disinfect
- Maximum error tolerance +/- 3 mm Hg
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Available as 1-tube and 2-tube model with plug-in connection
- Completely latex-free version with polycarbonate casing
- Delivery includes one-piece cuff and vinyl zipper bag

- e-mega with disinfectable bladderless cuff for adults, 1-tube
- e-mega with disinfectable bladderless cuff for adults, 2-tube

□ white Art.-Nr.: 1370-150  
□ white Art.-Nr.: 1371-151

■ black Art.-Nr.: 1375-150  
■ black Art.-Nr.: 1376-151



Rudolf Riester GmbH | P.O. Box 35 | Bruckstr. 31 | D-72417 Jungingen | Germany  
Tel.: (+49) +7477-9270-0 | Fax: (+49) +7477-9270-70 | info@riester.de | www.riester.de

## SPHYGMOMANOMETERS

### e-mega Aneroid-Blutdruckmessgerät

Modernes aneroides Blutdruckmessgerät mit desinfizierbaren polsterlosen Manschetten, erhältlich als 1-Schlauch und 2-Schlauch Ausführung.

- **Schnelles Aufpumpen der Manschette durch optimiertes Löffeldesign**
- **Lebenslange Präzision durch nahezu alterungsfreies und druckresistentes Messsystem bis zu 600 mm/Hg**
- Große Skala (Ø 63 mm) und optimiertes Skalen- und Zeigerdesign für gute Ablesbarkeit
- Hochglanzpolierte leicht zu desinfizierende Oberflächen
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm/Hg
- mit desinfizierbarer polsterloser Manschette für Erwachsene, 1-Schlauch
- mit desinfizierbarer polsterloser Manschette für Erwachsene, 2-Schlauch
- **Desinfizierbare und waschbare polsterlose Manschetten in verschiedenen Größen**
- **Präzises und verschleißfreies Komfort-Luftablassventil mit Feineinstellung**
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Messsystem
- Erhältlich als 1-Schlauch und 2-Schlauch Ausführung mit Steckverbindung
- Komplette latexfreie Ausführung mit Gehäuse aus Polycarbonat
- Lieferung inkl. Manschette in einer Vinyl-Reißverschlussstasche

weiß Art.-Nr.: 1370-150

weiß Art.-Nr.: 1371-151

schwarz Art.-Nr.: 1375-150

schwarz Art.-Nr.: 1376-151

### e-mega tensiometre anéroïde

Tensiometre anéroïde moderne avec brassards sans poche, stérilisable, disponible en version 1 ou 2 tubes.

- **gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère optimisée**
- **précision à vie grâce à un système de mesure résistant aux pressions et non-veillissant, avec membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg**
- grand cadran (Ø 63 mm), système aiguille et graduation optimisé pour une bonne lisibilité
- surfaces poli miroir et facile à stériliser
- tolérance erreurs maximum de +/- 3 mm/Hg
- avec brassard sans poche stérilisable, pour adultes, 1 tube
- avec brassard sans poche stérilisable, pour adultes, 2 tubes
- **brassard sans poche, désinfectable et lavable, plusieurs tailles disponibles**
- **Confort : valve de décompression sans usure, avec ajustement précis**
- microfiltre qui protège la vanne de décompression et le système de mesure
- disponible en version 1 tube/2 tubes avec connecteur
- version complètement sans Latex avec boîtier en polycarbonate
- livraison cpl. avec brassard dans un étui vinyle à fermeture éclair

blanc Réf.: 1370-150

blanc Réf.: 1371-151

noir Réf.: 1375-150

noir Réf.: 1376-151

### e-mega esfignomanómetro aneroïde

Esfignomanómetro aneroïde moderno con brazaletes desinfectable de una sola pieza, presentación: disponible de 1 tubo y de 2 tubos.

- **Inflado rápido del brazaletes a través de su óptimo diseño de la cuchara**
- **Larga precisión y vida útil por ser casi libre de envejecimiento y por su sistema de medición resistente a la presión de hasta 600 mm/Hg**
- Tamaño de la escala (Ø 63 mm) escala optimizada y diseño de la aguja para una buena lectura
- Acabado pulido para una ligera desinfección de superficies
- Máxima tolerancia de error +/- 3 mm/Hg
- con brazaletes desinfectable de una sola pieza para adultos 1- tubo
- con brazaletes desinfectable de una sola pieza para adultos 2- tubos
- **Brazaletes desinfectable, lavable en diferentes tamaños**
- **Confort – Válvula de purga de aire con fino ajuste**
- Microfiltro que protege la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Disponible con 1- y 2- tubos con conectores
- Presentación completamente libre de látex con coraza de policarbonato
- Se entrega incluyendo brazaletes en un bolso de vinil con cremallera

blanco Art.-No.: 1370-150

blanco Art.-No.: 1371-151

negro Art.-No.: 1375-150

negro Art.-No.: 1376-151

### Sfigmomanometro aneroïde e-mega

Sfigmomanometro aneroïde moderno con bracciali senza camera d'aria disinfettabili. Disponibili sia ad un tubo che a due tubi.

- **Gonfiaggio rapido dei bracciali grazie al disegno ottimizzato del cucchiaino**
- **Precisione permanente grazie al sistema di misurazione inalterabile nel tempo e resistente ad alte pressioni fino a 600 mm/Hg**
- Manometro grande (Ø 63 mm) e disegno delle scale e lancette ottimizzato per una leggibilità maggiore
- Superfici lucidate per una disinfezione più semplice
- Tolleranza d'errore massima: +/- 3 mm/Hg
- con bracciale disinfettabile adulti senza camera d'aria per adulti, 1 tubo
- con bracciale disinfettabile adulti senza camera d'aria per adulti, 2 tubi
- **Bracciali senza camera d'aria disinfettabili e lavabili, disponibili in diverse taglie**
- **Valvola di sfianto comfort con regolazione di precisione**
- Con microfiltri per la protezione della valvola di sfianto e del sistema di misurazione
- Disponibili sia ad un tubo che a due tubi con attacco a innesto
- Strumento completamente latex free, con scocca in policarbonato
- Fornito completo di bracciale e una borsa in vinile

bianco Cod. 1370-150

bianco Cod. 1371-151

nero Cod. 1375-150

nero Cod. 1376-151

### e-mega aneroïdnyy tonometr

Современный прибор для измерения артериального давления с одинарным или двойным шлангами, в комплекте с дезинфицируемой однокомпонентной манжетой без латекса.

- **Быстрое накачивание манжеты благодаря новому эргономичному дизайну рукоятки**
- **Дезинфицируемые, пригодные для стирки в машине при температуре 60 градусов С однокомпонентные манжеты**
- Практичный дизайн шкалы прибора Ø 63 мм удобен в применении и гарантирует прекрасную считываемость
- Глянцевое отполированное покрытие прибора легко чистить
- Максимальная допустимая погрешность прибора +/- 3 мм р.с.
- Микрофильтр защищает спускной клапан и измерительную систему
- Доступны модели тонометра как с одним так и с двумя шлангами. Легкая смена манжет - шланг легко одевается на конектор прибора.
- с дезинфицируемой манжетой для взрослых, 1 шланговый
- с дезинфицируемой манжетой для взрослых, 2 шланговый
- **Медно - бериллиевая мембрана предохраняет тонометр от избыточного давления и гарантирует длительный срок службы прибора, выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.**
- **Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки**
- Модель изготовлена без использования латекса в поликарбонатном корпусе
- Поставляется в комплекте с однокомпонентной манжетой, в виниловой сумке на молнии

белый № 1370-150

белый № 1371-151

черный № 1375-150

черный № 1376-151